

FAMILY

inada chair D.1

Verdens første fullkroppsmassasjestol som tilpasser seg fasongen på kroppen din -avslapping fra topp til tå-



INADA D1 er verdens første full kroppsmassasje stol som tilpasser seg kroppen din med et høyteknologisk infrarød teknologi. D1 modellen scanner kroppen din, og registrerer trykkpunkter og gir en tilpasset full kroppsmassasje, fra topp til tå. Den inkluderer revolusjonerende arm og hånd massasje. Inada D1 er bokstavelig talt den ultimate luksus massasjestolen på markedet.

Behandlingsprogram:

1. Fullbody Relief: Myker opp muskelgrupper som påvirker hele kroppen, hjelper og reduserer slapphetgjennom stimulering av akupressurpunkter. Anbefales når du er slapp og trett.
2. Stiff Shoulders: Anbefales ved spenninger og stivhet rundt nakke og skuldrer.
3. Lower Back Tension: Anbefales ved smerter og stivhet i korsrygg
4. Legs and Hips Fatigue: Stimulerer akupressur-punktene og løser opp stivhet i legger, lår og sete.
5. Shiatsu: Rolig shiatsumassasje for hele kroppen.
6. Morning: Oppkvikkende program som stimulerer blodsirkulasjonen og skaper energi fra topp til tå. Anbefales med det samme du står opp om morgenen.
7. Night Time: Avslappende og nedstressende program som gjør deg klar for en god natts søvn. Anbefales rett før du kryper til køys.
8. Seat: Stimulerer setemuskulaturen direkte ved kombinasjon av vibrasjon og luftmassasje.

Inada trippel funksjons arm massasje

Underarmen er plassen der noen av de viktigste shiatsu meridianene er plassert, inkludert de som er koblet til pust og sirkulasjons organer som lunger og hjerte. Disse




luftputene føles som menneskehender når de griper armen i et fast grep. Så tilføres trykk underfra og løfterlangs hvert shiatsupunkt før armen blir massert med en realistisk bevegelse som imiterer menneskehender.

Shiatsu for hele foten

Mens ankel luftputene masserer det vanskelige helområdene vil luftputer over og under foten legge trykk på hver tå. Shiatsu for hele foten gir deg en avslappende følelse og en dyp og effektiv massasje.

Justerbar fothviler


Ved å bruke sensorer i ankelområdet av stolen vil fothviler automatisk tilpasse seg din lengde.



Inada full kontakt funksjon passer på at alle deler av kroppen din har direkte kontakt med stolen uavhengig av høyde, vekt og vinkel på stolen. dette sikrer en ekte fullkroppsmassasje hver eneste gang.

INADA fullkontakt armlen

Denne funksjonen tilpasser automatisk armlenet til den mest avslappende posisjonen for den spesielle vinkelen på stolen, basert på individuell menneskelig kroppsstruktur.



INADA Fullkontakt fotskammel

Den mest effektive måten å stimulere sirkulasjon i ben er å massere benene i hevet posisjon, fordi dette gjør det lettere for venene å returnere blodet til hjertet. Du kan bruke den automatiske fotskammelen til å heve benene til enhver posisjon, samtidig som fullkontakt fotskammelen beholder full kontakt med føttene dine til enhver tid. På denne måten kan du nyte den fulle effekten av en fotmassasje i enhver posisjon.

Personlige innstillinger

Når du velger et program, bruk Personal memory knappen for å gjenkalle dine settinger på lufttrykks intensitetet etc. Inada D1 kan lagre fire forskjellige memorysettinger.

BGM knapp

Du kan velge mellom bakgrunnsmusikk og fuglesang for å skape et avslappende miljø for massasjen.

Fjernkontroll stativ

Stativet justeres med stolen slik at det er enkelt å bekrefte massasjeprosessen med et blick fra enhver vinkel.


Andre funksjoner

I manuell seleksjonsmodus, miks og tilpass forskjellige massasjeteknikker inkludert kneading, tapping og shiatsu for å tilpasse en massasje til dine behov.



Letteselig display

Bruker fluorisierende lys indikator. Teksten beveger seg sakte over skjermen slik at det er lettest selv i dunkel belysning.



Shiatsu fotmatte

Bruk denne maten for å få en enda mer effektiv massasje og stimulering av føttene.

Navn og modell	INADA D1
Spennning	120V
Strømforbruk	260W
Auto Timer	Ca. 15 minutter (varierende)
Størrelse oppreist	B76(86) cm x H117 cm x D132 cm
Størrelse utslått	B76(86) cm x H81 cm x D203 cm
Vekt	104 kilo (stol 78 kg, fotskammel 22 kg, armmassasje 5 kg pr stk)
Vinkel utslått	Ca. 120° - 170° (valgfri)
Materiale	Ekte skinn og syntetisk skinn
Farger:	Sort og kremfarget

SIKKERHET

Les bruksanvisningen nøye før du tar stolen i bruk slik at du sikrer deg trygg og riktig bruk. Fothvileren er ikke beregnet til å klatre i eller sitte på. Start gjerne med en lett manuell massasje (ikke program). Føler du deg uvelly i løpet av behandlingen – avslutt straks.

Følgende personer må ikke benytte massasjestolen: Personer med alvorlige blodsirkulasjonsproblemer som blodpropp etc. Personer med langt fremskredet benskjørhet og graviditet. Er du syk eller til behandling – spør din lege før du tar massasje.

Når du bruker stolen:

Et garantikort følger med hver stol ved levering. Les innholdet nøye. Behold kortet og kvitteringen for betalt stol på et trygt sted. Du vil kunne trenge det ved reparasjoner i garantitiden. Tre års trygghetsgaranti til profesjonelt bruk. - Privatmarkedet 5 år i henhold til kjøpsloven. Farger kan variere fra produktarket. Spesifikasjoner kan bli forandret uten varsel i henhold til produsentens produktutvikling.